

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE: The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

RECOMMENDED FOR: The DonJoy Performance Bionic FullStop ACL Brace is designed to support the knee and provide protected range of motion following ACL injuries, moderate ligament sprains and meniscus injuries. It may also benefit those suffering from medial/lateral ligament instability and joint instability by providing patella support/stability. Soft-good/semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi-rigid construction. Providing mild protection to a limb or body segment for acute and prophylactic care.

CONTRAINDICATIONS: Do not use if you are allergic to any of the materials contained in this product.

WARNINGS AND CAUTIONS: If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately. The support should be snug but not impair circulation. • Loss of circulation, patient discomfort and patient re-injury are potential effects caused by device failure. • ROM settings should not be changed without supervision of a medical professional. • This product must be prescribed and fitted by a healthcare professional. • The frequency, duration of use and directions for use should be determined by your healthcare professional. • Do not use over open wounds. • Do not use the device if it is damaged and/or the packaging has been opened.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INFORMATION:

- Loosen all four straps.
- Pull the brace on and center the patella in the hex shaped patella opening.
- Ensure the brace is aligned with both hinges running symmetrically down the side of the leg.
- Tighten the top strap to desired tightness.
- Tighten the bottom strap to desired tightness.
- Tighten the middle, lower strap to desired tightness.
- Tighten the middle, upper strap to desired tightness. (This strap does not wrap the entire leg, it only crosses the back of leg)
- Once all four straps have been tightened, make any micro adjustments needed for brace to fit comfortably.

CLEANING INSTRUCTIONS:

Hand wash in water (86°F/30°C) using soap. Air dry.

Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

MATERIAL CONTENTS:

Main Body: Polyester, Neoprene, Elastane;

Pull Tabs: Silicone, Polyurethane;

Hinge: Aluminum

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

RX ONLY.

INTENDED FOR SINGLE PATIENT USE.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

LEVEL OF SUPPORT:



NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

PERFIL DE USUARIO PREVISTO: El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

RECOMENDADO PARA: El soporte DonJoy Performance Bionic FullStop ACL está diseñado para brindar apoyo a la rodilla y proporcionar un rango de movimiento protegido después de lesiones del LCA, esguinces moderados de ligamentos y lesiones de menisco. También puede beneficiar quienes sufren de inestabilidad de los ligamentos medial/lateral e inestabilidad articular ya que proporciona apoyo y estabilidad a la rótula. Producto blando/semirrígido diseñado para restringir el movimiento a través de una construcción elástica o semirrígida. Proporciona una protección leve de una extremidad o segmento corporal para atención aguda y profiláctica.

CONTRAINDICACIONES: No usar si es alérgico a cualquiera de los materiales contenidos en este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Si experimenta dolor, hinchazón, cambios de sensibilidad o cualquier reacción poco habitual durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su profesional médico. El soporte debe quedar bien ajustado, pero sin impedir la circulación. • La pérdida de circulación, las molestias del paciente y la repetición de las lesiones son posibles efectos causados por la falla del dispositivo. • Las configuraciones de ROM no se deben cambiar sin la supervisión de un profesional médico. • Este producto debe ser prescrito y ajustado por un profesional sanitario. • El profesional sanitario debe determinar la frecuencia, duración e instrucciones de uso. • No debe aplicarse sobre heridas abiertas. • No utilice el dispositivo si está dañado y/o si el empaque está abierto.

NOTA: Póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente en caso de que se produjese un incidente grave debido al uso de este dispositivo.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

- Afloje las cuatro correas.
- Colóquese la rodillera y centre la rótula en la abertura de forma hexagonal.
- Asegúrese de que la rodillera esté alineada con ambas bisagras direccionadas simétricamente por el costado de la pierna.
- Ajuste la correa inferior hasta lograr la compresión deseada.
- Ajuste la correa superior hasta lograr la compresión deseada.
- Ajuste la correa superior del medio hasta lograr la compresión deseada. (Esta correa no envuelve toda la pierna, solo cruza la parte trasera de la pierna).
- Ajuste la correa inferior del medio hasta lograr la compresión deseada.
- Una vez que haya ajustado las cuatro correas, realice pequeñas correcciones si es necesario para que la rodillera le quede cómoda.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Lávela a mano con agua (30 °C) y jabón. Deje secar al aire.

Nota: Si no se enjuaga correctamente, los restos de jabón pueden ocasionar irritación y deteriorar el material.

COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES:

Área principal: poliéster, neopreno, elastano

Lengüetas: silicona, poliuretano

Bisagra: aluminio

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de mano de obra, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta. Si los términos de esta garantía son incompatibles con la normativa local, se aplicarán las disposiciones de la normativa local.

SOLO CON RECETA MÉDICA.

INDICADO PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

NIVEL DE SOPORTE:



AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

enovis

CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

UK Responsible Person
MDSS-UK RP LIMITED
6 Wilmslow Road, Rusholme,
M14 5TP Manchester,
United Kingdom

Importateur en Suisse
Importeur in der Schweiz
Importatore in Svizzera

DJO Global Switzerland Sàrl
Chemin du Dévent, 7
1024 Ecublens VD



EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

DJO, LLC
5919 Sea Otter Place,
Suite 200
Carlsbad, CA 92010 · USA

©2024 DJO, LLC

DP1511F25 REV D - 2024-7-30



BIONIC FULLSTOP KNEE

Rodillera biónica con tope

Imobilizador de joelho Bionic

Orthèse du genou à immobilisation complète bionic

Наколенник bionic fullstop

Bionic fullstop 膝关节护具



PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEJA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRETA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRETO DO DISPOSITIVO.

PERFIL DO UTILIZADOR PREVISTO: O utilizador previsto deverá ser um profissional médico licenciado, o paciente ou o prestador de cuidados do paciente. O utilizador deve conseguir ler, compreender e ser fisicamente capaz de efetuar todas as instruções, advertências e cuidados mencionados nas informações de utilização.

RECOMENDADO PARA: A ortótese DonJoy Performance Bionic FullStop ACL destina-se a apoiar o joelho e proteger a amplitude de movimentos na sequência de lesões no ligamento cruzado anterior (LCA), entorses moderadas dos ligamentos e lesões no menisco. Pode igualmente beneficiar aqueles que sofrem de instabilidade do ligamento médio/lateral e de instabilidade das articulações, ao proporcionar apoio/ estabilidade à rótula. Artigo flexível/semirrígido para restringir o movimento através de uma construção elástica ou semirrígida. Assegurar uma proteção moderada de um membro ou segmento do corpo para cuidados agudos ou profiláticos.

CONTRAINDICAÇÕES: Não utilize se for alérgico a qualquer um dos materiais contidos neste produto.


ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Se, durante o uso deste produto, você sentir dor, ocorrer inchaço, alterações da sensibilidade ou qualquer outra reação incomum, consulte imediatamente o seu médico. O suporte deve estar bem justo, mas não pode prejudicar a circulação.
• Perda de circulação, desconforto do paciente e nova lesão do paciente são os possíveis efeitos causados por uma falha do dispositivo.
• As definições de ROM (amplitude de movimento) não devem ser alteradas sem supervisão de um profissional de saúde.
• Este produto deve ser prescrito e aplicado por um profissional de saúde.
• A frequência, o tempo de utilização e as instruções de utilização devem ser determinados pelo seu profissional de saúde.
• Não aplique sobre feridas abertas.
• Não utilize o dispositivo se estiver danificado e/ou se a embalagem tiver sido aberta.

NOTA: Contacte o fabricante e a autoridade competente no caso de um incidente grave resultante da utilização deste dispositivo.

INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO:

- Solte as quatro tiras.
- Posicione o suporte e centralize a patela na abertura da patela em forma hexagonal.
- Certifique-se de que o suporte está alinhado com ambas as dobradiças, deslizando simetricamente pela parte lateral da perna.
- Aperte a tira inferior com a compressão desejada.
- Aperte a tira superior com a compressão desejada.
- Aperte a tira do meio e superior com a compressão desejada (esta tira não envolve a perna toda, atravessa apenas a parte posterior da perna).
- Aperte a tira do meio e inferior com a compressão desejada.
- Com todas as quatro tiras apertadas, faça pequenos ajustes para melhorar o conforto do suporte.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

 Lavagem à mão em água (30 °C) com sabão. Deixe secar ao ar livre.

Observação: Se este produto não for enxaguado completamente, os resíduos de sabão poderão causar irritação e a deterioração do material.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

Corpo principal: Poliéster, neoprene, elastano

Abas: Silicone, poliuretano

Dobradiça: Alumínio

GARANTIA: A DJO, LLC se compromete a reparar ou substituir a totalidade ou parte da unidade e seus acessórios, por defeitos de material ou fabricação, durante os seis meses após a data de venda. À medida que os termos desta garantia são inconsistentes com a legislação local, as disposições desses regulamentos locais serão aplicadas.

SUJEITO A RECEITA MÉDICA.

DESTINADO AO USO INDIVIDUAL DO PACIENTE.

 **NÃO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.**

NÍVEL DE SUPORTE:				
	MIN	MID	MAX	MAX+
AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORÇOS EM TERMOS DE TÉCNICAS PARA SE OBTER UMA COMPATIBILIDADE MÁXIMA DA FUNÇÃO, FORÇA, DURABILIDADE E CONFORTO, NÃO GARANTIMOS QUE NÃO OCORRERÃO LESÕES COM A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.				

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR VISÉ : Le produit s’adresse à un professionnel de santé agréé, au patient ou à l’aide-soignant du patient. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l’ensemble des consignes, des avertissements et des précautions qui figurent dans le mode d’emploi et être physiquement apte à les respecter.

RECOMMANDÉ POUR : L’orthèse DonJoy Performance Bionic FullStop ACL est conçue pour soutenir le genou et protéger l’amplitude des mouvements après une blessure du LCA, une entorse ligamentaire modérée ou une blessure méniscale. Il peut également être bénéfique pour les personnes souffrant d’instabilité des ligaments médians et latéraux et d’instabilité articulaire en apportant un soutien/ une stabilité à la rotule. Conçue en matériau souple semi-rigide pour restreindre le mouvement grâce à une construction élastique ou semi-rigide. Elle offre une protection modérée d’un membre ou d’un segment corporel pour les soins intensifs et prophylactiques.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des matériaux contenus dans ce produit.


AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE : En cas de douleur, d’enflure, d’altération de la sensation ou de toute autre réaction inhabituelle durant l’utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin. Le support doit être bien serré sans toutefois entraver la circulation.
• La perte de circulation, l’inconfort du patient et une nouvelle lésion du patient sont des effets potentiels en cas de défaillance du dispositif.
• Les réglages de l’amplitude de mouvement ne doivent pas être modifiés sans la supervision d’un professionnel de santé.
• Ce produit doit être prescrit et installé par un professionnel de santé.
• La fréquence et la durée d’utilisation doivent être déterminées par votre professionnel de santé.
• Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
• Ne pas utiliser le dispositif s’il est endommagé et/ou si l’emballage a été ouvert.

REMARQUE : Contacter le fabricant et l’autorité compétente en cas d’incident grave découlant de l’utilisation de ce dispositif.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE :

- Desserrer les quatre sangles.
- Enfiler l’orthèse et centrer la rotule dans l’ouverture de forme hexagonale.
- S’assurer que l’orthèse est alignée sur les deux charnières disposées symétriquement par rapport au côté de la jambe.
- Serrer la sangle du bas selon la compression voulue.
- Serrer la sangle du haut selon la compression voulue.
- Serrer la sangle du milieu en haut selon la compression voulue. (Cette sangle ne fait pas le tour de la jambe ; elle croise seulement l’arrière de la jambe.)
- Serrer la sangle du milieu en bas selon la compression voulue.
- Une fois les quatre sangles serrées, faire tous les petits ajustements nécessaires pour se sentir à l’aise avec l’orthèse.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

 Laver à la main à l’eau (30 °C) et au savon. Laisser sécher à l’air libre.

Remarque : En cas de rinçage insuffisant, les résidus de savon risquent de provoquer des irritations et d’abîmer le matériau.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX :

Partie principale : polyester, néoprène, élasthanne

Languettes de préhension : silicone, polyuréthane

Charnière : aluminium

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera l’ensemble ou une partie du produit ainsi que ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une durée de six mois à compter de la date de vente. Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s’appliquent.

SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT.

PRÉVU POUR UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT.

 **FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOOUTCHOUC NATUREL.**

NIVEAU DE MAINTIEN :				
	MIN	MID	MAX	MAX+
AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D’OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N’EST PAS GARANTI QUE L’UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUT PRÉJUDICE CORPOREL.				

РУССКИЙ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ. ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО ДЛЯ ДОЛЖНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА.

ПРОФИЛЬ ЦЕЛЕВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Целевые пользователи — лицензированный медицинский специалист, пациент или лицо, осуществляющее уход за пациентом. Пользователь должен быть в состоянии прочитать, понять и иметь физическую возможность выполнять все указания, учитывать предостережения и соблюдать меры предосторожности согласно инструкции по применению.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ. Ортез DonJoy Performance Bionic FullStop ACL разработан для поддержки колена и обеспечения защищенного диапазона движений после травм ACL, умеренных растяжений связок и травм мениска. Он также может быть полезен пациентам, страдающим нестабильностью медиальной/боковой связки и нестабильностью суставов, благодаря поддержке/стабильности коленной чашечки. Мягкий/полужесткий пояс ограничивает подвижность благодаря эластичной или полужесткой конструкции. Обеспечивает мягкую защиту конечности или части тела при острых состояниях или с целью профилактики.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Запрещается использовать изделие при наличии аллергии на любой материал, входящий в его состав.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. При возникновении боли, отеков, изменений в ощущениях или любых необычных реакций во время использования этого изделия немедленно проконсультируйтесь с медицинским работником. Стабилизатор должен плотно прилегать, но не ухудшать кровообращение.
• Неисправность изделия может привести к ухудшению кровообращения, дискомфорту пациента и получению повторных травм.
• Изменение настроек ROM допускается только под контролем медицинского работника.
• Изделие выписывается и регулируется медицинским работником.
• Медицинский работник определяет частоту, длительность использования и инструкции по эксплуатации изделия.
• Запрещается использовать поверх открытых ран.
• Запрещается использовать изделие, если оно повреждено и (или) его упаковка вскрыта.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае серьезного инцидента, связанного с использованием данного изделия, обратитесь к производителю и в компетентные органы.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОЖЕНИИ.

- Ослабьте все четыре ремешки.
- Оденьте ортез на ногу и совместите надколенную чашечку с шестигольным отверстием для надколенной чашечки.
- Убедитесь, что ортез выровнен относительно обоих шарниров, расположенных симметрично по бокам ноги.
- Затяните нижний ремешок, регулируя плотность прилегания.
- Затяните верхний ремешок, регулируя плотность прилегания.
- Затяните средний верхний ремешок, регулируя плотность прилегания. (Этот ремешок не обертывает всю ногу, а проходит лишь по задней части ноги).
- Затяните средний нижний ремешок, регулируя плотность прилегания.
- После затягивания всех четырех ремешков подкорректируйте размещение наколенника для его удобного прилегания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ.

 Стирать вручную в воде (30 °C) с мылом. Сушить на воздухе.

Примечание. Мыло, оставшееся после очистки, может вызвать раздражение и повредить материал.

СОСТАВ МАТЕРИАЛА.

Основная часть: полиэфир, неопрен, эластан

Наконечники: Силикон, полиуретан

Шарнир: алюминий

ГАРАНТИЯ. В компании DJO, LLC выполняют ремонт или замену всего изделия или его части, а также дополнительных принадлежностей в случае дефектов материала или изготовления в течение шести месяцев с даты покупки. В случаях, когда условия данной гарантии несовместимы с местными нормативными актами, применяются положения местных нормативных актов.

ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ПАЦИЕНТОМ.

 **ИЗГОТОВЛЕНО БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА.**

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ:				
	MIN	MID	MAX	MAX+
ПРИМЕЧАНИЕ. ЕСМОТРЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ УСИЛИЙ И ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ПРОЧНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ И КОМФОРТА, ОТСУТСТВУЮТ ГАРАНТИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.				

简体中文

使用本器械之前，请仔细阅读以下使用说明。正确使用本器械对发挥其正常功能十分重要。

预期用户说明: 预期用户应为持证专业医护人员、患者或患者的照护者。用户应能够阅读、理解并在身体上有能力执行使用信息中提供的所有指示、警告和注意事项。

推荐: DonJoy Performance Bionic FullStop ACL 支具旨在为膝关节提供支撑，用于 ACL 损伤、中度韧带扭伤和半月板损伤后的活动范围保护。该器械提供髌骨支撑/稳定，可用于患有内侧/外侧韧带不稳性和关节不稳性的患者。采用软性/半刚性设计，通过弹性或半刚性结构限制活动。在急性护理和预防性护理中，为肢体或身体部位提供温和保护。


禁忌症: 若您对本产品中所含的任何物质过敏，切勿使用。
警告和注意事项: 在使用本产品过程中，如果出现疼痛、肿胀、不适或其他任何异常反应，请立即咨询医生。固定器应贴紧，但不影响局部血液循环为宜。
• 血液循环不良、患者不适和患者再次受伤是设备故障可能会造成的影响。
• 未经医疗专业人员的监督，不得更改 ROM 设置。
• 本品应凭医务人员处方购买，并由医务人员调试。
• 使用频率、持续时间以及使用说明应由您的医疗保健专业人员确定。
• 切勿在开放性伤口上使用。
• 如果器械已损坏且/或包装已打开，切勿使用。

注意: 对于因使用此器械而出现的严重事故，请联系制造商和主管部门。

使用信息:

- 松开四个绑带。
- 拉上护具，使髌骨在六角形髌骨开口中心处。
- 确保护具对齐，两个铰链对称地放在腿侧。
- 收紧底部绑带，直到达到所需的松紧度。
- 收紧顶部绑带，直到达到所需的松紧度。
- 收紧中间的上部绑带，直到达到所需的松紧度。（此绑带并不包住整条腿，仅在腿后交叉）
- 收紧中间的下部绑带，直到达到所需的松紧度。
- 四条绑带都收紧后，根据需要进行细微调整，使护具贴合舒适。

清洗说明:

 用肥皂在水 (30°C) 中手洗。晾干。

备注: 如没有彻底漂洗干净，残留的肥皂可能刺激皮肤，并损坏材料。

材料成分:

主体: 聚酯、氯丁橡胶、弹性纤维；

拉片: 硅胶、聚氨酯；





铰链: 铝

质保: 自购买之日起六个月内，如果出现材料或工艺方面的缺陷，DJO, LLC 将完全或部分维修或更换设备及其附件。如果本保修条款与地方法规不一致，应以地方法规的规定为准。

仅限处方使用。

适用于单个患者。

 **不含天然乳胶。**

支撑力度:				
	MIN	MID	MAX	MAX+
注意: 我们竭尽全力采用最先进的技术，以获得最佳的功能兼容性、强度、耐久性和舒适度。但本器械仅仅是专业医疗人员所进行的整体治疗程序中的一个因素。我们不保证、在使用本产品的过程中能够防止所有的伤害。				